

# Disinfex

Pour une désinfection optimale

## À propos du produit

Obtenez des résultats de désinfection optimaux en seulement 5 minutes ou moins! Disinfex offre des performances de nettoyage et de désinfection rapides et efficaces dans le format pratique d'une formule prête à l'emploi. Ce désinfectant en une seule étape a prouvé son efficacité contre un large spectre de bactéries, de virus, y compris le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et le virus de l'influenza aviaire (H5N1) NIBRG-14, le norovirus (virus de Norwalk) et le coronavirus (SARS-CoV-2) lorsqu'il est utilisé selon les consignes. Un produit facile à utiliser pour nettoyer et désinfecter plusieurs surfaces afin de vous aider à simplifier votre processus de nettoyage!



**DIN: 02505320**

- Prêt à l'emploi - Aucune dilution requise
- Offre une désinfection à large spectre en seulement 5 minutes et un assainissement complet en 5 secondes
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des lieux de travail
- Rapide, facile et efficace pour une plus grande tranquillité d'esprit
- Pour une utilisation dans les soins de santé, les établissements institutionnels et les établissements de transformation des aliments
- Ne laisse aucun résidu de matière active
- Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
- Sécuritaire pour les surfaces en contact avec les aliments
- Efficace contre le COVID-19 en deux minutes ou moins



## Garanties de propriétés désinfectantes

### Bactéricide contre :

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica (Salmonella), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ERV), Acinetobacter baumannii Ceftazidime résistant à plusieurs médicaments (MDR) et Gentamicin Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) résistant au carbapénème.

### Virucide contre :

Disinfex est un virucide efficace sur les surfaces dures et non poreuses contre le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et virus de la grippe aviaire (H5N1) NIBRG-14, calicivirus félin, norovirus (virus Norwalk), parvovirus canin et rhinovirus de type 14 (ATCC VR-284), Rotavirus humain (ATCC VR-2018), virus de l'hépatite B (HBV), virus de l'hépatite C (HCV), virus de l'hépatite B du canard (DHBV) et virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) lorsque la surface traitée est laissée humide pendant 5 minutes. Ce produit est efficace contre le poliovirus de type 1 (ATCC VR-1562) lorsqu'on laisse la surface traitée rester humide pendant **5 minutes**.



**Codes: 52847 (1 l)  
52848 (4 l)**